

KATEGORI	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	MATERIAL	EGENSKAPER	TJOCKLEK	NAMN
Undersökning	Undersökningar, bakterier/virus, mikroorganismer och olika kemikalier, kemoterapi/cytostatika, livsmedelshantering	Nitril	Silikonfri, ftalatfri, pudorfri	Finger: 0,10 mm Handflata: 0,08 mm Krage: 0,07 mm	<u>Ambailia Pro</u>
Undersökning	Rengöring, laborationer, läkemedel, cytostatika och hormonkrämer	Nitril	Pudorfri	0,05 +/- 0,02 mm	<u>ABENA Nitril</u>
Undersökning	Rengöring, laborationer, läkemedel, cytostatika och hormonkrämer	Nitril	Pudorfri, acceleratorfri	0,06 +/- 0,02 mm	<u>ABENA X-lång</u>
Undersökning	Rengöring, laborationer, läkemedel, cytostatika och hormonkrämer	Nitril	Pudorfri	0,09 +/- 0,02 mm	<u>ABENA kraftig</u>
Undersökning	Rengöring, laborationer, läkemedel, cytostatika och hormonkrämer	Nitril	Pudorfri	Min. 0,05 mm	<u>ABENA tunn</u>
Undersökning	Fettfria livsmedel och korta rengöringsuppgifter utan starka kemikalier.	Vinyl	Pudorfri	Min. 0,07 mm	<u>ABENA Vinyl</u>
Operation	Kirurgiska ingrepp	Naturgummilatex	Sterila, allroundhandske	6,0 till 9,0	<u>Sempermed Supreme Latex</u>
Operation	Kirurgiska ingrepp	Naturgummilatex	Sterila, mikro-ruggad yta, Pudorfri	5,5 till 9,0	<u>Sempermed Supreme Plus</u>
Operation	Kirurgiska ingrepp	Naturgummilatex	Sterila, pudorfria, bra beröringskänslighet	5,5 till 9,0	<u>Signature Essential</u>
Operation	Konstruerad för att skydda i ett brett spektrum av kliniska fall	Syntetisk polyisopren (PI)	Sterila, pudorfri	6,0 till 8,5	<u>Protexis PI</u>
Operation	Kirurgiska ingrepp	Polyisopren	Sterila, latexfri, pudorfri	6,0 till 8,5	<u>Protexis Latex</u>
Operation	Kirurgiska ingrepp	Polyisopren	Sterila, latexfri, pudorfri	6,0 till 9,0	<u>Sempermed Syntegra UV</u>
Operation	Idealiska för allmänna operationer	Latex	Sterila, lågproteinlatexbaserade, pudorfria, allergivänliga	6,0 till 9,0	<u>Signature OR</u>
Operation	Kirurgiska ingrepp	Naturgummilatex	Sterila, pudorfri	6,5 till 7,5	<u>Biogel Surgeons</u>